

わずか**15分!**
高精度・新型コロナウイルス判定

 **YIXIN BIO**

COVID-19 IgM/IgG Antibody Detection Kit [Colloidal Gold Immunochromatography]

COVID-19 IgM/IgG 抗体検査キット


(イムノクロマト法 金コロイド)



血液中の新型コロナウイルスIgM抗体とIgG抗体を検出するためのキット

IgM抗体検査用とIgG抗体検査用の試薬キットで、一度で検査ができます。両方の抗体を検査することにより、精度の高い検査が可能です。

検査(イムノクロマト法)の仕組み



IgMが陽性で、IgGが陰性なら感染初期。IgMが陰性で、IgGが陽性なら治癒して免疫ができています。

Cだけなら、陰性で免疫もないことになります。


血液から15分以内に 新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) 抗体を検出します。



- シンプルな操作で、約15分で検出可能
- 目視で結果判定可能
- 必要な試薬は全てキットに同梱

PCR法が採取サンプル中のウイルス量の影響を受けやすいのに対して、本キットでは血液の中に抗体が存在すれば検出できるため、サンプル採取方法や部位の影響を受けにくいです。

感染後1週間で、抗体は次のように検出できます。
※多少の個人差はあります。



中国で各500例以上(合計1,000例以上)の
臨床データ取得済み ※2020年5月時点

IgM抗体検出用キット
(臨床試験548例実施)

陽性判定率: 88.14%
陰性判定率: 100%
正診率: 98.72%

IgG抗体検出用キット
(臨床試験536例実施)

陽性判定率: 86.44%
陰性判定率: 100%
正診率: 98.51%

Order Information

商品名	適用サンプル	保管	使用期限	認証	価格
COVID-19 IgM/IgG 抗体検査キット (イムノクロマト法 金コロイド)	血清・血漿・全血 (末梢血を含む)	2~25°C	12か月	CE	1ケース/10キット入り 50,000円(税別)

[使用上の制限]

1. 本製品は定性検査のみ適用されます。
2. 新型コロナウイルスの感染について、本製品の検査結果だけではなく、他の方法による検査結果とあわせて総合的に判断してください。

- 本製品の使用は、研究用に限定して販売しております。
- 本製品の使用により発生した損害および損失について、弊社では責任を負いません。

※カットパンとアルコール消毒は付属品には含まれません。



ヨーロッパ基準
CE
マーク取得

〈販売元〉



ジャパンヘルスケアサービス株式会社
東京都中央区日本橋蛸殻町1-36-2 共和ビル4F
info@japan-hcs.com

〈販売代理店〉